

## Pab De Conejo Anti-Acetil-Alfa Tubulina (K40) (Q71U36) Para Wb, If-P, Elisa

Número de artículo: CM0000108



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la lisina 40 acetilada de la alfa-tubulina humana (TUBA1A, Q71U36). Validado para WB, IF-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con tubulina de ratón y rata. Ideal para estudios de acetilación y dinámica de microtúbulos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-Acetil-alfa tubulina -K40                               |
| Observaciones/Alias | LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetil-alfa tubulina -K40                          |
| Especie             | Humano                                                                     |
| GeneID              | 7846                                                                       |
| Inmunógeno          | Péptido acetilado sintético alrededor de la K40 de la alfa tubulina humana |
| Fuente              | Conejo                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos acetilados                                                     |
| Aplicación          | WB, IF-P, ELISA                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                        |
| SWISS               | Q71U36                                                                     |
| Peso de la proteína | 50 kDa                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                             |