

Anticuerpo Policlonal De Conejo Acetil-Dnmt1 (K1127/K1129/K1131/K1133) (P26358) Para Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000115



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DNMT1 acetilado en K1127, K1129, K1131, K1133 (UniProt P26358). Validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. 183 kDa. Ideal para estudios de metilación del ADN y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetil-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133
Especie	Humano
GeneID (humano)	1786
GeneID	1786
Inmunógeno	Péptido acetilado sintético alrededor de K1127 & K1129 & K1131 & K1133 de DNMT1 humano (NP_001124295.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26358
Peso de proteína	183kDa
Envío	Bolsa de hielo