


Anticuerpo Policlonal De Conejo Acetil-Histona H2A (K5) (P04908/P0C0S8) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000167



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la lisina 5 acetilada (K5ac) de la Histona H2A humana (SWISS P04908/P0C0S8). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y se predice una amplia reactividad entre especies. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetil-Histona H2A-K5 pAb de conejo
Notas/Alias	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2AI; Acetil-Histona H2A-K5
Especie	Humano
GenID (humano)	H2A
GenID	3012/8329
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético acetilado correspondiente a la región de K5 de la Histona H2A humana (NP_003508.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo