


Acetil-Histon H2B-K12 Conejito Pab (P62807/Q16778) Para Wb, Ihc-P, Chip

Número de artículo: CM0000110



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la histona H2B acetilada en la lisina 12 (P62807/Q16778). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Reacciona con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histon H2B-K12 Conejito pAb
Observaciones/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetil-Histon H2B-K12
Especie	Humano
GeneID (humano)	3017/8349
GeneID	H2B
Inmunógeno	Un péptido sintético acetilado alrededor de K12 de la Histona H2B humana (NP_003519.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo