

Acetil-Histona H2B-K15 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa | P62807/Q16778

Número de artículo: CM0000100



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la lisina 15 acetilada de la histona H2B (SWISS: P62807/Q16778). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Se predice que reacciona con humano, ratón, rata y otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Acetil-Histona H2B-K15 pAb de Conejo
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de la K15 de la histona H2B humana (NP_003519.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62807/Q16778
Envío	Bolsa de hielo