


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H2B-K20 (P62807/Q16778) Para Wb, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000162



Introducción

El pAb de conejo Anti-Acetil-Histona H2B-K20 detecta específicamente la lisina 20 acetilada de la Histona H2B humana (SWISS P62807/Q16778). Validado para WB, ELISA y ChIP en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación epigenética y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Acetil-Histona H2B-K20
Observaciones/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetil-Histona H2B-K20
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de la K20 de la Histona H2B humana (NP_003519.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo