

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H2B-K5 (P62807/Q16778) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000127



Introducción

pAb de conejo anti-Acetil-Histona H2B-K5 de CamelBio, específico para la lisina 5 acetilada de la histona H2B humana (SWISS P62807/Q16778), adecuado para aplicaciones de Western blot, IHC, IF/ICC y ELISA. Se predice una amplia reactividad cruzada con humano, ratón, rata y otras especies para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Acetil-Histona H2B-K5
Especie	Humano
GeneID (humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de K5 de la Histona H2B humana (NP_003519.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango amplio predicho)
SWISS	P62807/Q16778
Envío	Bolsa de hielo