

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3-K14 (Q16695 / P68431) Para Wb, Db, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000096



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Acetil-Histona H3-K14 validado para WB, DB, ChIP, ELISA. Reconoce la K14 acetilada de la Histona H3 humana (Q16695/P68431) con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Adecuado para estudios de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Acetil-Histona H3-K14
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético acetilado alrededor de la K14 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, DB, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo