


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3-K14 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000182



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Histona H3 acetilada en la lisina 14, validado para WB, IF-P, IHC-P, ChIP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación epigenética y estudios de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K14 Ac m de conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K14
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético acetilado alrededor de la K14 de la H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo