


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3 (K14) | Q16695 / P68431 | Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000155



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Histona H3 acetilada en la lisina 14 (K14). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta humanos, ratones, ratas y otras especies (rango amplio predicho). Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K14 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K14
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de K14 de H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular de la Proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo