


Acetyl-Histona H3-K18 (P68431/Q16695) Mab De Conejo | Western Blot, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000130



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que dirige a la K18 acetilada de la Histona H3 (P68431/Q16695). Validado para WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag con una amplia reactividad de especies. Ideal para investigación epigenética y perfilado de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetyl-Histona H3-K18 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histona H3-K18
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de la K18 de la histona H3 humana (P68431).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo