


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H3 Acetilada-K18 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, Chip Y Elisa

Número de artículo: CM0000180



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo altamente específico dirigido contra la lisina 18 acetilada de la Histona H3 humana (SWISS: Q16695/P68431). Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP. Ideal para investigación epigenética, estudios de cromatina y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetil-Histona H3-K18 pAb de conejo
Observaciones/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3; Acetil-Histona H3-K18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético acetilado alrededor de K18 de la H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo