

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Acetil-Histona H3-K18 (Q16695/P68431) | Validado Para Wb, Ihc, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000187



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce la lisina 18 acetilada (K18) de la Histona H3 humana (Swiss-Prot Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ChIP y ELISA. Reactividad cruzada amplia predicha con humano, ratón, rata y otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetil-Histona H3-K18 mAb de conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K18
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido acetilado sintético alrededor de K18 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo