


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3 (K23) (Q16695 / P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000184



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo detecta específicamente la histona H3 acetilada en la lisina 23 (H3K23ac), con amplia reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de Western blot, IF/ICC y ELISA en investigación epigenética y estudios de dinámica de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K23 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetil-Histona H3-K23
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido acetilado a sintético alrededor de K23 de la histona H3 humana (P68431).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo