

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3-K23 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000120



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Acetil-Histona H3-K23 (SWISS: Q16695/P68431) para Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y se predice una amplia gama de especies. Componente central del nucleosoma con funciones críticas en la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K23 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético acetilado alrededor de K23 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo