

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3-K27 Para Chip, Wb E Ihc (Swiss: Q16695 / P68431)

Número de artículo: CM0000176



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico de sitio que reconoce la lisina 27 acetilada (K27ac) en la histona H3 (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq. Amplia reactividad cruzada predicha (Humano, Ratón, Rata). Adecuado para investigación en biología epigenética y de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K27 Ac m de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K27
Especie	Humano
GenelD (humano)	8290/8350
GenelD	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético acetilado alrededor de K27 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo