

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Acetil-Histona H3-K27 (Q16695 / P68431) Para Wb, Ihc-P, Chip

Número de artículo: CM0000150



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la lisina acetilada 27 de la Histona H3 (Q16695/P68431). Adecuado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reacciona con humanos, ratones, ratas y otras especies. Ideal para estudios epigenéticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Acetil-Histona H3-K27 mAb de conejo                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                           |
| GeneID              | 8290/8350                                                                                        |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Péptido acetilado sintético alrededor de K27 de la Histona H3 humana (P68431) |
| Origen              | Conejo                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos acetilados                                                                           |
| Aplicación          | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)                                               |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                    |
| Peso proteico       | 15kDa                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                   |