

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Histona H3-K27 Acetilada (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, If, Ihc

Número de artículo: CM0000197



Introducción

Acetyl-Histona H3-K27 mAb de conejo (SWISS Q16695/P68431) validado para WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq, CUT&Tag. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigación en modificaciones de histonas y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo para Histona H3-K27 acetilada
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K27
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido acetilado sintético alrededor de K27 de la Acetil-Histona H3-K27 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo