

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3-K27 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip-Seq, Elisa

Número de artículo: CM0000200



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Histona H3 acetilada en Lisina 27 (SWISS Q16695/P68431). Validado para múltiples aplicaciones, incluyendo WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP y ChIP-seq. Reactividad de especies amplia predicha. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K27 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K27
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético acetilado alrededor de K27 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo