

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti Acetil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la lisina 36 acetilada de la histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reactividad cruzada predicha con humano, ratón, rata y otras especies. Adecuado para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K36 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de K36 de la histona H3 humana (NP_003484.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo