


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H3 Acetilada (K36) (Q16695/P68431) Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000178



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la lisina 36 acetilada de la histona H3 (SWISS: Q16695/P68431). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada predicha amplia entre especies. Para aplicaciones de investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Histona H3 acetilada-K36
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético acetilado alrededor de la K36 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo