

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti Acetil-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000141



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la histona H3 acetilada en la lisina 4 (K4). Adecuado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata, con reactividad cruzada prevista en un amplio rango. Ideal para investigación epigenética y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K4
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido acetilado sintético alrededor de la K4 de la histona H3 humana (NP_003484.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo