

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Histona H3-K4 Acetilada (Q16695/P68431) Para Wb, Ip, Ihc, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000158



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la histona H3 acetilada en la lisina 4 (Acetyl-Histone H3-K4). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Peso molecular diana ~15 kDa. Adecuado para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de K4 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango amplio predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo