

Acetyl-Histona H3-K4 Pab De Conejo (Q16695 / P68431) Para Wb, If, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000161



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Acetyl-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) detecta la H3K4 acetilada endógena. Validado para WB, IF/ICC, ELISA y ChIP en humano, ratón y rata, con una amplia reactividad cruzada prevista.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetyl-Histona H3-K4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histona H3-K4
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de la K4 de la histona H3 humana (NP_003484.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo