

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3 (K4/K9/K14/K18/K23/K27) (Q16695 / P68431) Para Wb, Elisa

Número de artículo: CM0000166



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-acetil-histona H3 dirigido a las modificaciones K4, K9, K14, K18, K23, K27. Validado para WB y ELISA con amplia reactividad cruzada (humano, ratón, rata). Ideal para investigación en epigenética y estudios de cromatina. Proteína de 15 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético acetilado alrededor de K4 y K27 de la Acetil-Histona H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo