


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Acetil-Histona H3-K56 (Q16695 / P68431) Para Chip, Wb E If

Número de artículo: CM0000105



Introducción

Acetil-Histona H3-K56 Rabbit mAb (clon A22565) reconoce la lisina 56 acetilada de la Histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado en ChIP-seq, WB, IF y CUT&Tag para investigación en epigenética. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata y una amplia gama de especies predichas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Acetil-Histona H3-K56 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K56
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido acetilado sintético alrededor de K56 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo