


Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Histona H3 Acetilada - K56 (Q16695/P68431) Para Investigación Epigenética | Wb, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000203



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para acetilación dirigido contra la histona H3 acetilada en la lisina 56. Validado para Western blot, IF/ICC, ELISA y ChIP, con amplia reactividad cruzada. Ideal para estudios de modificaciones cromatínicas y epigenéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para Histona H3 acetilada - K56
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K56
Especie	Humano
Gen ID (humano)	Genes de la familia H3C; H3-4 (HIST3H3)
ID génico	8290/8350
Inmunógeno	Péptido acetilado sintético alrededor de K56 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo