

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Acetil-Histona H3 K9 (Q16695/P68431) - Wb Ip If Ihc Chip Elisa

Número de artículo: CM0000170



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Acetil-Histona H3-K9 para detección en humanos, ratones y ratas. Apto para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq y ELISA. Peso de 15 kDa, amplia reactividad cruzada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetil-Histona H3-K9 pAb de conejo
Notas/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (amplio rango pronosticado)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo