

Acetil-Histona H3-K9 Anticuerpo Monoclonal De Conejo (Q16695/P68431) Para Investigación En Epigenética Y Aplicaciones De Chip

Número de artículo: CM0000172



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la histona H3 acetilada en lisina 9 (H3K9ac) para humano, ratón, rata. Validado para WB, ChIP-seq, IF/ICC y más. Ideal para el desarrollo de ensayos epigenéticos, de cromatina y IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K9 Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	H3A, HIST1H3A, H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, Acetil-Histona H3-K9
Especies	Humano
GenelD (Humano)	8290/8350
GenelD	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético acetilado alrededor de K9 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo