


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3 (K9/K14/K18/K23/K27) Para Wb, Elisa - Q16695/P68431

Número de artículo: CM0000149



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la histona H3 acetilada en las lisinas 9, 14, 18, 23 y 27. Validado para WB y ELISA, con una amplia reactividad cruzada prevista. Adecuado para investigaciones epigenéticas y estudios de biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido acetilado sintético alrededor de K9, K14, K18, K23 y K27 de la acetil-histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo