

Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27 (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc Y Elisa

Número de artículo: CM0000135



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Histona H3 acetilada en las lisinas 9, 14, 18, 23 y 27. Validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reactividad cruzada predicha con humano, ratón, rata y otras especies. Adecuado para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27 pAb de conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K9/K14/K18/K23/K27
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo