


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H3 (Lys4) Para Wb, Chip, If | Q16695/P68431

Número de artículo: CM0000147



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la histona H3 acetilada en Lys4 (Q16695/P68431). Adecuado para Western blot, ChIP, IF/ICC, IP, DB y ELISA. Se predice que reacciona cruzadamente con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H3-K4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K4
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido acetilado sintético alrededor de K4 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, DB, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo