


Acetil-Histona H4-K12 Mab De Conejo (P62805) Para Chip, Wb E Ihc-P | Camelbio

Número de artículo: CM0000195



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la lisina 12 acetilada de la histona H4 humana. Adecuado para WB, IP, IHC-P, ChIP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H4-K12 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetil-Histona H4-K12
Especie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de K12 de la Histona H4 humana (NP_003486.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo