


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H4 (K12) Para Wb, Chip, Chip-Seq, Elisa | P62805

Número de artículo: CM0000164



Introducción

mAb de conejo específico dirigido a la lisina 12 acetilada de la histona H4 humana. Adecuado para WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y se predice una amplia gama de especies. Ideal para estudios de biología epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H4-K12 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K12
Especie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido acetilado sintético alrededor de K12 de la Histona H4 humana (P62805)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	P62805
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo