


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H4 Acetilada (K12) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62805

Número de artículo: CM0000125



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico dirigido a la lisina 12 acetilada de la Histona H4 humana (P62805). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con amplia reactividad cruzada en ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetyl-Histone H4-K12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F1; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histone H4-K12
Especie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético acetilado alrededor de K12 de la Histona H4 humana (NP_001029249.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo