


Anticuerpo Policlonal De Conejo Acetil-Histona H4-K16 (P62805) Para Wb Y Elisa - Investigación En Epigenética

Número de artículo: CM0000189



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Acetil-Histona H4-K16 (UniProt P62805) validado para WB y ELISA. Amplia reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la acetilación de histonas, la dinámica de la cromatina y la regulación epigenética en investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetil-Histona H4-K16 Rabbit pAb
Notas / Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K16
Especie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8370
Inmunógeno	Péptido sintético acetilado alrededor de K16 de la Histona H4 humana (NP_003539.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo