


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H4-K16 (P62805) Para Aplicaciones De Wb, Chip E Ihc-P

Número de artículo: CM0000123



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo altamente específico dirigido contra la lisina 16 acetilada de la Histona H4 (SWISS P62805). Validado para WB, DB, IHC-P, ELISA y ChIP con reactividad amplia (humano, ratón, rata). Esencial para estudios de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H4-K16 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetil-Histona H4-K16
Especie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido acetilado sintético alrededor de K16 de la Histona H4 humana (NP_003529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo