


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H4-K16 (P62805) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000099



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que dirige a la lisina 16 acetilada de la histona H4 humana (P62805), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Se predice una reactividad cruzada de amplio rango. Componente central del nucleosoma fundamental para la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Acetil-Histona H4-K16
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K16
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	H4
ID de Gen	8359
Inmunógeno	Péptido sintético acetilado alrededor de K16 de la Histona H4 humana (NP_001029249.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Se predice amplio rango)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo