


Acetil-Histona H4-K5 Mab De Conejo (P62805) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000112



Introducción

Acetil-Histona H4-K5 mAb de conejo (P62805) detecta la histona H4 acetilada en Lys5 en humano, ratón y rata. Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para investigación epigenética y desarrollo de ensayos para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acetil-Histona H4-K5 mAb de conejo
Observaciones/Alias	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Acetyl-Histone H4-K5
Especie	Humano
GeneID (humano)	8359
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido acetilado sintético alrededor de K5 de la histona H4 humana (P62805)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (rango amplio predicho)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo