

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H4-K5 (P62805) - Validado Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Histona H4 acetilada en Lys5 (SWISS P62805). Apto para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA y ChIP. Reacciona con humano, ratón, rata y otras especies (se predice un amplio rango). Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H4-K5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H1C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K5
Especies	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Histona H4 humana (NP_001029249.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	P62805
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo