


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H4-K5 (P62805) - Aplicaciones En Wb, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000122



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la lisina 5 acetilada de la Histona H4 humana (P62805). Validado para WB, ELISA y ChIP, con una amplia reactividad cruzada prevista entre humano, ratón y rata. Una herramienta esencial para la investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetros	Descripción
Nombre del Producto	Acetil-Histona H4-K5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K5
Especie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético acetilado alrededor de K5 de la Histona H4 humana (NP_001029249.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Previsto)
SWISS	P62805
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo