


Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H4 (K8) (P62805) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip, Chip-Seq

Número de artículo: CM0000138



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo (P62805) contra Acetil-Histona H4 (Lys8) detecta la acetil-histona H4 endógena en humanos, ratones, ratas y otras especies. Validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP y ChIP-seq.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Acetil-Histona H4-K8
Observaciones/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetil-Histona H4-K8
Especie	Humana
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido acetilado sintético alrededor de K8 de la Histona H4 humana (NP_003529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Predicción de amplio rango)
SWISS	P62805
Peso de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo