


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Acetil-Histona H4 (K8Ac) - P62805 | Validado En Wb, Ip, Ihc-P, Chip

Número de artículo: CM0000140



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo contra acetil-histona H4-K8 (P62805) detecta la lisina 8 acetilada de la histona H4 en humanos, ratones y ratas. Adecuado para WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra acetil-histona H4-K8
Observaciones/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8359
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido acetilado sintético alrededor de la K8 de la histona H4 humana (NP_003529.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, otros (amplio rango predicho)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo