

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H4 K91 (P62805) - Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000143



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la lisina 91 acetilada de la Histona H4 humana (P62805). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H4-K91 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K91
Especie	Humano
GenelD (humano)	H4
GenelD	8359
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético acetilado alrededor de K91 de la Histona H4 humana (NP_003529.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo