


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Acetil-Hmgb1 (Lys29) (P09429) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000142



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para HMGB1 acetilada en Lys29 (SWISS P09429). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre inflamación, señalización DAMP y modificaciones postraduccionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo Acetil-HMGB1-K29
Observaciones/Alias	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; Acetil-HMGB1-K29
Especie	Humano
GeneID (humano)	3146
GeneID	3146
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido acetilado sintético alrededor de la K29 de la HMGB1 humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09429
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo