


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetil-P53 (K370) (P04637) Para Western Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000192



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que detecta p53 humana acetilada en la lisina 370 (SWISS P04637). Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en cáncer y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-p53- K370 Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetil-p53- K370
Especie	Humano
GenelD (humano)	7157
GenelD	7157
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético acetilado alrededor de K370 de p53 humana (P04637).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo