

Anticuerpo Policlonal De Conejo Acetil-P53-K382 (P04637) Para Dot Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la lisina 382 acetilada de la p53 humana (P04637). Validado para dot blot y ELISA, es ideal para estudiar la acetilación de p53 en investigaciones sobre cáncer y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-p53-K382 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Acetil-p53-K382
Especie	Humano
GenelD (humano)	7157
GenelD	7157
Inmunógeno	Un péptido acetilado sintético alrededor de K382 de la p53 humana (NP_000537.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo