

Anticuerpo Policlonal De Conejo Acot9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y305

Número de artículo: CM0013421

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ACOT9 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Dirigido a la tioesterasa de acil-CoA mitocondrial 9 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el metabolismo de lípidos y aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ACOT9
Observaciones/Alias	ACATE2; CGI-16; MTACT48; MT-ACT48; ACOT9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23597
ID del Gen	23597
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-250 de ACOT9 humano (NP_001028755.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y305
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo