

Anticuerpo Policlonal De Conejo AcsL4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - O60488

Número de artículo: CM0021976

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ACSL4 (O60488) de alta calidad, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de los lípidos y la ferroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACS4; FAcl4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2182
GeneID	2182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del ACSL4 humano (NP_004449.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60488
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo