

Anticuerpo Monoclonal De Conejo AcsI5 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ulc5

Número de artículo: CM0008808

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ACSL5 altamente específico validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Se dirige a la ligasa 5 de ácidos grasos de cadena larga-CoA humana (LACS5), una enzima clave en la activación y el metabolismo de los ácidos grasos. Ideal para investigación en biología de lípidos, cáncer y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACSL5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACS2, ACS5, FACL5
Especie	Humano
ID génico (Humano)	51703
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-683 de la ACSL5 humana (NP_976313.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9ULC5
Peso proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo